# Dinámica del sólido rígido. Giróscopo

### Álvaro Díaz Carmona

#### Sesión del 7 de Diciembre de 2016

#### Resumen

https://github.com/adiaz97/paper

En este informe se reproduce un experimento para analizar el movimiento de un sólido rígido. El objetivo principal es la determinación de uno de los momentos de inercia de este sólido y el estudio de su rotación, precesión y nutación.

### 1. Introducción

### 2. Fundamento Teórico

Supóngase un sólido libre de girar sin rozamiento en torno a un punto fijo cuya velocidad angular inicial  $\omega$  es constante y se encuentra en la parte positiva del eje Z. Su momento angular  $\vec{L}$  quedará definido por:

$$\vec{L} = I_z \omega \,\hat{e}_z \tag{1}$$

Siendo  $I_z$  el momento de inercia respecto al eje Z y  $\hat{e}_z$  el versor de ese mismo eje. En ausencia de momentos externos  $\vec{M}_{ext}$  el momento angular no varía y se mantiene la dirección del eje de rotación. Matemáticamente

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{M}_{ext} = 0 \Leftrightarrow \vec{L} = cte. \tag{2}$$

Si se cuelga un cuerpo de masa m en un extremo del eje Z, se ejerce una fuerza peso  $\vec{P}=m\vec{g}$  y, sabiendo que el momento de una fuerza es el producto vectorial de esta por el vector posición del punto de aplicación de la fuerza  $\vec{r} \equiv d\hat{e}_z$ , entonces obtenemos la siguiente ecuación:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{r} \times m\vec{g} \,. \tag{3}$$

Esta fuerza aplicada causa que el eje de giro cambie de dirección y, por lo tanto, el cuerpo adquiere una velocidad angular perpendicular al eje Z. Si esta fuerza es muy pequeña y, teniendo en cuenta que  $\omega = cte$ , podemos escribir 3 como

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = d\hat{e}_z \times m\vec{g} \approx I_z \omega \,\dot{\hat{e}}_z \tag{4}$$

donde hemos hecho la derivada temporal en 1 despreciando la variación en el momento de inercia. De aquí podemos deducir que

$$\dot{\hat{e}}_z = \vec{\Omega} \times \hat{e}_z \, \cos \vec{\Omega} \equiv -\frac{dmg}{I_z \omega} \hat{g} \,. \tag{5}$$

Este fenómeno por el que el eje de rotación cambia de dirección se llama precesión y la velocidad angular con la que rota,  $\vec{\Omega}$ , se llama velocidad angular de precesión.

Hay otro fenómeno característico de un giróscopo, llamado nutación. Conocidos los ángulos de Euler (ver Figura ??), es fácil ver que la velocidad angular del sólido en torno a su eje es  $\omega = \dot{\gamma}$  y  $\dot{\alpha}$  corresponde a la precesión. Entonces,  $\dot{\beta}$  representará un tercer movimiento al que hemos llamado nutación. Suponiendo la conservación de la energía, es demostrable que

$$\dot{\beta} = \frac{A - B\cos\beta}{I_{12}\sin^2\beta} \,,\tag{6}$$

donde A y B son constantes y  $I_{12}$  es el momento de inercia respecto a los ejes contenidos en el plano perpendicular al eje de rotación. Si  $\beta$  adquiere un valor único habrá una precesión estacionaria; en cambio, si el ángulo oscila entre dos valores  $\beta_a$  y  $\beta_b$ , podemos distinguir tres casos:

- 1.  $\dot{\beta}$  nunca se anula, es decir,  $\arccos\left(\frac{A}{B}\right) > \beta_b$  o arc  $\cos\left(\frac{A}{B}\right) < \beta_a$ . Entonces el eje precesa alrededor de la vertical (dirección Z) y su posición oscila periódicamente entre los ángulos. El movimiento proyectado es similar a una función seno o coseno.
- 2. Si  $\beta_a < \arccos\left(\frac{A}{B}\right) < \beta_b$ , el eje se mueve realizando bucles,  $\dot{\beta}$  cambia de signo cuando el eje de rotación pasa de estar en la parte superior a la parte inferior del bucle.
- 3. En el caso límite  $\operatorname{arc}\cos\left(\frac{A}{B}\right) = \beta_a$ , el giróscopo oscila haciendo cúspides. El eje de rotación queda instantáneamente en reposo en la parte superior de cada cúspide.

## 3. Material y metodología

Los materiales utilizados para esta demostración experimental son:

- Giróscopo Pasco ME 8960 (un disco plano capaz de girar en torno a su eje de revolución).
- Pesas portátiles de diferentes masas.
- Portapesas.
- Polea.
- Hilo.
- Tres sensores.
- Programas de DataStudio.

Para la determinación del momento de inercia del giróscopo se siguen los siguientes pasos, basados en el anterior ??:

- 1. Colocar en un extremo del hilo el portapesas con pesas medidas anteriormente. Pasar el hilo por la polea y unirlo al giróscopo.
- Liberar el portapesas para que caiga mueva la polea. Recoger datos de la aceleración del disco con el ordenador.
- 3. Repetir el proceso hasta tomar las medidas necesarias.

Para la determinación de la velocidad angular de precesión se siguen los siguientes pasos:

- 1. Equilibrar el giróscopo.
- 2. Colocar una masa ya medida en el extremo del giróscopo. Anotar la distancia d entre la masa y el eje de giro.
- 3. Quitar la pesa utilizada. Abrir el programa de DataStudio y, sujetando el eje del giroscopio poner en marcha el aparato utilizando el hilo para dar impulso. La eficiencia de la toma de datos aumenta cuanto mayor sea la velocidad proporcionada.
- 4. Con ayuda del sensor, determinar la velocidad angular de rotación.
- 5. Mientras el disco gira, colocar la pesa en la posición indicada y, con ayuda del otro sensor, medir la velocidad angular de precesión.
- 6. Una vez medida, soltar el eje de rotación y quitar la pesa. Volver a medir la velocidad de rotación.
- 7. Repetir el proceso haciendo girar el disco en sentido contrario.

Finalmente, para la determinación de la velocidad angular de nutación se siguen los siguientes pasos:

- 1. Abrir el tercer programa de DataStudio y colocar el eje del disco formando 30º con la horizontal.
- 2. Determinar la velocidad angular de rotación (al principio y al final del ensayo), de precesión y de nutación con ayuda de los sensores.
- 3. Repetir el paso 2 pero empujando suavemente el eje del disco en la dirección de la precesión. Anotar el movimiento observado.
- 4. Repetir el paso 2 pero ahora empujando en sentido contrario.

### 4. Datos recogidos

En primer lugar se tomaron medidas de los parámetros básicos para el ensayo. También se mi-

	Radio	Espesor
Disco	$(12,7\pm0,1)\times10^{-2}\mathrm{m}$	$(2,1\pm0,1)\times10^{-2}\mathrm{m}$
Polea	$(2,3\pm0,1)\times10^{-2}\mathrm{m}$	

Cuadro 1: Parámetros del disco y la polea

dieron las masas disponibles. Para la segunda y tercera parte de esta experiencia, se usa una masa

	$(\mathrm{Masa} \pm 0, 1) \times 10^{-3} \mathrm{kg}$
$m_1$	101,6
$m_2$	132,1
$m_3$	71,0
$m_4$	40,4
$m_5$	162, 4

Cuadro 2: Masas utilizadas en el la primera parte

 $m=(152,6\pm0,1)\times10^{-3}$ kg. El parámetro d utilizado en la ecuación 5 es  $d=(32,0\pm0,1)\times10^{-2}$ m. Durante la observación de la nutación se recogieron gráficas en cada ensayo, similares al siguiente ejemplo:

### 5. Resultados

Siguiendo la metodología  $\ref{1}$  citada, se realizaron varios ensayos para calcular el momento de inercia del giróscopo. Es demostrable  $\ref{1}$  que, para una disposición como la indicada, podemos obtener el momento de inercia a partir de la aceleración  $\vec{a}$  de la pesa que cae. Los resultados conseguidos fueron los siguientes. Luego el momento de inercia del disco es

$$I_z = 0.843 \pm 0.009 \,\text{kg/m}^2$$
 (7)

En la segunda parte de la demostración, se midieron la velocidad angular inicial  $\omega_1$ , la velocidad angular de precesión  $\vec{\Omega}_{exp}$  y la velocidad angular inicial  $\omega_2$ . También se calculó el valor teórico para la velocidad de precesión  $\vec{\Omega}_{teo}$  usando la expresión 5. Los resultados para los distintos ensayos son: Finalmente, en el estudio del movimiento de nutación se realizaron varios ensayos siguiento la metodología ??. En casi todos los ensayos se observó que el eje del disco describía bucles (Caso 2) salvo en uno solo, donde se registró una trayectoria con cúspides (Caso 3). A continuación se muestran dos ejemplos de las gráficas recogidas.




Figura 1: Observación representativa del fenómeno de la nutación.

Ensayo	Aceleración $(m/s^2)$	Masa $(\pm 0,0001 \mathrm{kg})$	Momento de inercia (kg/m <sup>2</sup> )
1	$0,06220 \pm 0,00024$	0,1016	$0,842 \pm 0,008$
2	$0,0817 \pm 0,0005$	0,1321	$0,832 \pm 0,009$
3	$0,0431 \pm 0,0004$	0,0710	$0,851 \pm 0,010$
4	$0,02380 \pm 0,00016$	0,0405	$0,881 \pm 0,010$
5	$0,1030 \pm 0,0005$	0,1624	$0,809 \pm 0,008$
Promedio	$0,0628 \pm 0,0004$	0,1015	$0,843 \pm 0,009$

Cuadro 3: Datos y resultados para el momento de inercia.

Ensayo	$\omega_1 \ (\pm 0,001  \text{rad/s})$	$\vec{\Omega}_{exp} \; (\mathrm{rad/s})$	$\omega_2 \ (\pm 0,001  \text{rad/s})$	$\vec{\Omega}_{teo} \; (\mathrm{rad/s})$
1	57,461	$0,4180 \pm 0,0004  \vec{g}$	49,099	$0,421 \pm 0,005\vec{g}$
2	57, 46145, 397	$0,507 \pm 0,0001\vec{g}$	38,811	$0,526 \pm 0,006\vec{g}$
1	49,943	$0,4620 \pm 0,0006  \vec{g}$	44,999	$0,472 \pm 0,005\vec{g}$

Cuadro 4: Datos recogidos y resultados para la velocidad angular de precesión




Figura 2: Observación del segundo caso de nutación.




Figura 3: Observación del tercer caso de nutación.

### 6. Conclusiones

Siguiendo los pasos descritos se calculó el momento de inercia a partir de medidas de la aceleración y se obtuvo el resultado final de  $I_z=0,843\pm0,009\,\mathrm{kg/m^2}$  con una dispersión de  $\sigma=0,022\,\mathrm{kg/m^2}$ . Este valor de dispersión significa que los valores obtenidos son próximos, luego las medidas y los cálculos se realizaron con precisión.

Respecto a la determinación de la velocidad angular de precesión, la comparación entre los valores medidos y los cálculos arroja errores relativos en los módulos menores al 2 % para todos los casos, mientras que la dirección y sentido coinciden. Así pues estos cálculos tienen exactitud y precisión. También es importante notar que, comparando la velocidad angular inicial y final de rotación, observamos que el disco es efectivamente frenado, es decir,  $\omega$  no es estrictamente constante. Atribuimos este hecho a rozamientos entre el disco y su eje de giro.

Finalmente, se observaron los movimientos de nutación descritos en la sección de ?? y se descubrió que en las condiciones del laboratorio había preferencia por el caso 2 de nutación (bucles), salvando una excepción en la que se observó el caso 3 (cúspides). Además se comprobó cualitativamente que el cabeceo o nutación se reduce si se empuja el eje del giroscopio en sentido de la precesión y, recíprocamente, al aplicar una fuerza externa en sentido opuesto al movimiento de precesión, el cabeceo se acrecenta.

### Apéndices

Apéndice de errores

Apéndice de imágenes

### Referencias

- [1] J.B. Marion. Dinámica clásica de partículas y sistemas. Reverté, 1985.
- [2] Herbert Goldstein. Classical mechanics. Addison Wesley, San Francisco, 2002.
- [3] John Taylor. Mecánica clásica. Reverte, Barcelona, 2013.